



tana informiert

APESIN-Anwendungskonzentrationen bei diversen Erregern

Listung	Infektionserreger																								
	VAH/DGHM**	IHO-Lebensmittel RKI	IHO-Viruzidie	begrenzt viruzid	viruzid plus	MRSA, ORSA, VRSA	MRCGN 1-4, ESBL	Norovirus	HIV	HBV	HCV	HAV	Influenzavirus	Vakziavirus	BVDV	Papovavirus	Rotavirus	Poliovirus	Adenovirus	Poliovirus	TBC	Salmonellen	Clostridium difficile		
APESIN AP3	x							1,5% 60min	1,5% 60min		2% 60min	2% 60min	2% 60min						1% 60min.				1,5% 60min.		
APESIN rapid	x		x	x	x			0,25% 60min	0,25% 60min	1% 120min.	0,5% 15min.	0,5% 15min.	0,5% 15min.		0,5% 5min.	0,5% 15min.	0,25% 5min.	0,5% 240min.	0,25% 5min	0,5% 240min.	0,25% 60min.		1% 60min.	0,25% 60min.	
APESIN Combi DR	x		x	x	x			1% 60min.	1% 60min.		2% 15min.	2% 15min.	2% 15min.		0,5% 30min.	2% 15min.	0,5% 5min.						0,5% 60min.	0,25% 5min.	
APESIN AP300	x			x	x			1% 60min.	1% 60min.	1% 60min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.		0,5% 5min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	1% 60min.	1% 15min.		0,5% 5min.		2% 240min.	1% 60min.	
APESIN AP100 plus*	x	x		x	x		x	0,5% 30min.	0,5% 30min.	0,5% 30min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	2% 60min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	0,5% 5min.	2% 60min.	0,5% 1min.	0,5% 1min.	0,5% 5min.	2% 60min.	1% 60min.	0,5% 30min.	1% 120min.
APESIN SDR san	x			x	x			3% 240min.	3% 240min.	konz. 1min.	2% 5min.	2% 5min.	2% 5min.		2% 5min.	2% 1min.	2% 5min.	2% 60min.		2% 60min.				3% 240min.	
APESIN KDR food			x	x	x			2% 15min.	2% 15min.	konz. 1min.	2% 5min.	2% 5min.	2% 5min.		2% 5min.	2% 1min.	2% 5min.	2% 60min.		2% 60min.				2% 15min.	
APESIN spray	x			x	x			konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 15min.	konz. 30sec.	konz. 30sec.	konz. 30sec.		konz. 30sec.	konz. 30sec.	konz. 30sec.		konz. 30sec.				konz. 2min.	konz. 5min.	
APESIN multi Quick&Easy****	x				x	x		konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 1min.	konz. 1min.	konz. 1min.		konz. 1min.	konz. 1min.	konz. 1min.		konz. 1min.		konz. 30min.			konz. 5min.	
APESIN kitchen Quick&Easy****			x		x			konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 1min.	konz. 1min.	konz. 1min.		konz. 1min.	konz. 1min.	konz. 1min.							konz. 5min.	
APESIN handaktiv***	x			x	x			konz. 30sec.	konz. 30sec.	konz. 2min.	konz. 15sec.	konz. 15sec.	konz. 15sec.		konz. 15sec.	konz. 15sec.	konz. 15sec.							konz. 30sec.	
NOWA quick-des	x			x	x			konz. 5min.	konz. 5min.	konz. 15min.	konz. 30sec.	konz. 30sec.	konz. 30sec.			konz. 30sec.	konz. 30sec.		konz. 30sec.					konz. 5min.	

Produkte zur Desinfektion

* Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen sowie der Desinfektion gemäß §18 IfSG bitte die RKI-Konzentration (3%240min.) anwenden.

** Mit Mechanik, Bakterizidie und Levurozidie; Erreger wie z.B.: Legionella pneumophila, Streptococci, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, etc.

*** Alle Angaben beziehen sich auf die Durchführung einer hygienischen Händedesinfektion.

**** konz. bezieht sich auf die vom Dosierkopf abgegebene Lösung. Eine weitere Verdünnung ist nicht zulässig!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Die oben aufgeführten Konzentrationen und Einwirkzeiten sind eine Auswahl von Werten.

Weitere Konzentrationen und Einwirkzeiten können im Technischen Informationsblatt nachgelesen als auch in der Abteilung Technisches Marketing der tana-Chemie GmbH angefragt werden.